



Este producto es un producto sanitario. Lea las instrucciones de uso antes de utilizarlo.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

1. INDICACIONES

ZALISPRAY está indicado para aliviar, hidratar y lubricar los ojos secos, especialmente en caso de alergia.

ZALISPRAY alivia el picor, la sequedad, la irritación y el enrojecimiento de los ojos.

Solo para uso ocular.

2. CONTRAINDICACIONES

No inyectar ni ingerir.

No utilice **ZALISPRAY** si es alérgico a alguno de sus ingredientes (consulte la *Descripción del producto*).

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ZALISPRAY es un spray ocular lubricante y calmante que contiene una solución liposomal basada en el complejo PER-LIP® (liposoma 4% + extracto de semilla de perilla 0,5%), hialuronato de sodio, ácido bórico, tetraborato de sodio decahidratado, PEG 300, EDTA disódico dihidrato, agua.

ZALISPRAY es un producto estéril, sin conservantes, que se suministra en un frasco de 10 ml, equipado con el innovador sistema APTAR® PLUS (spray multidosis con tecnología de sellado de la punta) de APTAR® que evita la necesidad de aplicar conservantes al producto y previene la contaminación bacteriana durante el tratamiento.

La ausencia de conservantes permite proteger los tejidos oculares y además no produce reacciones a los usuarios que son sensibles a los conservantes.

ZALISPRAY es una alternativa agradable y fácil de usar para las personas que tienen dificultades para usar gotas para los ojos.

4. BENEFICIO, FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

ZALISPRAY alivia el picor, la sequedad, la irritación y el enrojecimiento de los ojos:

- aportando frescor
- calmando los síntomas en ojos irritados,
- previniendo la deshidratación de la superficie del ojo,
- limitando la evaporación del agua presente en la superficie del ojo
- restaurando el equilibrio natural de la superficie ocular y estabilizando la película lagrimal, alterada por los factores de estrés ambiental como los alérgenos, pero también por el aire acondicionado, la exposición al viento, el polvo, la contaminación y la fatiga ocular debido al uso prolongado de lentes de contacto, ordenadores y condiciones de iluminación desfavorables, etc.

ZALISPRAY se puede utilizar simultáneamente a tratamientos antihistamínicos.

ZALISPRAY se tolera bien en la superficie ocular.

El hialuronato de sodio se encuentra naturalmente en el ojo. Mejora la estabilidad de la película lagrimal y mantiene la superficie ocular lubricada, hidratada y protegida.

El spray administra liposomas (un componente aceitoso como fosfolípido) al ojo, ayudando a reparar la capa lipídica, tratando así la inestabilidad lipídica que causa la sequedad ocular, aliviando la irritación y el malestar de las patologías oculares.

La perilla es un antioxidante que ayuda a contrarrestar la acumulación de estrés oxidativo.

La acción combinada del complejo PER-LIP® (liposomas + perilla) y el ácido hialurónico ayuda a restaurar y mejorar la estabilidad de la película lagrimal, manteniendo la superficie ocular más hidratada y lubricada.

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

Dosis: Se recomienda pulverizar el producto sobre los párpados cerrados una o dos veces por aplicación, 3 a 4 veces al día durante 3 o 4 días consecutivos. No se aplique el producto durante más de 30 días consecutivos.

No se requiere ninguna formación específica para utilizar **ZALISPRAY**.

1. Lavarse bien las manos antes de su uso.
2. Retirar las lentes de contacto antes de aplicar el producto.
3. Sostener el frasco firmemente con el pulgar o el índice firme en el pulverizador, procurando no obstruir el orificio de salida.
Mantener el frasco aproximadamente a 10 cm del ojo.
4. Aplicar sobre el ojo cerrado ejerciendo una presión firme sobre el pulverizador permitiendo la pulverización adecuada de la solución.
5. Repita la operación en el otro ojo si fuera necesario.

6. PRECAUCIONES DE USO

Producto de uso múltiple para un solo paciente. No compartir envases entre diferentes personas para evitar contaminación cruzada. Comprobar que el embalaje está intacto antes de usar el producto por primera vez. Para evitar la contaminación, no tocar la punta del frasco con la superficie ocular ni otras superficies. Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas empeoran o no mejoran.

7. ADVERTENCIAS

Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños. En caso de irritación ocular, dejar de utilizar el producto y ponerse en contacto con un médico. Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación inusual tras usar este producto, contacte con un profesional sanitario e informe al distribuidor local, al fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver contactos al final de las instrucciones de uso).


8. CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

Conservar el producto alejado de fuentes de calor, en un lugar seco y a una temperatura entre los 9°C y los 25°C. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el frasco y en el embalaje. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya

almacenado correctamente. El producto se puede usar hasta 90 días después de su primera apertura. Transcurrido ese tiempo, deseché el producto sobrante de forma responsable y de acuerdo con la normativa local.

Fecha de emisión y versión de las instrucciones de uso: 04/2021

Fabricante:

 NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano
Italia

 0426

Distribuidor:

Laboratoires Théa S.A.
C/ Enric Granados nº 86-88 2ª planta
08008 Barcelona – España
www.laboratoriesthea.com
Sección “Contacto” de la página Web

Per-Lip® marca registrada de NTC.
©2021, Laboratoires Théa. Todos los derechos reservados. ZALISPRAY® es una marca registrada de Laboratoires Théa.

9. SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN EL EMBALAJE

	Fabricante		Consultar las instrucciones de uso
	Número de lote		Un solo paciente - Uso múltiple
	Producto sanitario		No lo use si el envase está dañado
	Fecha de caducidad		Precaución
	Límites de temperatura		Esterilizado usando técnicas de procesamiento aséptico
			