

EN Lephadosis

High Tolerance cleansing lotion.
For the daily hygiene of eyelids, and sensitive skins.

Presentation:

30 pre-impregnated sterile pads for single use only. For cutaneous application.

Properties and indications:

Lephadosis is recommended for the daily hygiene of eyelids and sensitive skin and to keep eyelids clean before and after ophthalmic procedures.

Lephadosis gently cleanses away impurities, dirt and traces of make-up, without irritating the eyes or damaging the outer layer of the epidermis.

By virtue of its sophisticated formulation, Lephadosis not only cleanses the skin but also moisturises the outer layers of the epidermis. Sensitive skin is soothed and regenerated by hyaluronic acid (a natural skin moisturising agent), capryloyl glycine and Iris florentina (which together regulate sebum production), and Centella asiatica (a restorative).

Fragrance-free and non greasy, Lephadosis does not need to be rinsed after use.


Lephadosis may be recommended to contact lens wearers.

Lephadosis can be used for children over 3 months old.

Instructions for use:


1. Hygiene of eyelids and eyelashes:

Open a sachet and unfold the pad included. Keeping the eye closed, gently apply the pad to the eyelids and the base of eyelashes. Carefully massage the eyelids with small circular movements, gently removing any crusts, secretions or cosmetics.



2. Hygiene of the eyelid margin:

In front of a mirror, carefully open the eyelids by lightly pulling on the lashes. Carefully rub the eyelid margin using a rolled-up pad.



Repeat the operation on the other eye, using a new pad.

Use on average twice a day, morning and evening.

No need to rinse after use.

Precautions for use:

For cutaneous application. Not to be applied directly into the eyes. Keep out of the reach of children.

Coloration of impregnating solution (of wipes) may vary because of the presence of plants extracts in the formulation.

ES Lephadosis

Loción limpiadora de alta tolerancia.
Para la higiene diaria de los párpados y pieles sensibles.

Presentación:

30 toallitas estériles preimpregnadas para un solo uso.
Para aplicación cutánea.

Propiedades e indicaciones:

Lephadosis está recomendado para la higiene diaria de los párpados y pieles sensibles y para mantener los párpados limpios antes y después de procedimientos quirúrgicos.

Lephadosis limpia suavemente las impurezas, suciedad y restos de maquillaje sin irritar los ojos ni dañar la capa externa de la epidermis.

Gracias a su sofisticada formulación, Lephadosis no solo limpia la piel sino que también hidrata las capas superficiales de la epidermis. Las pieles sensibles son hidratadas y regeneradas gracias al ácido hialurónico (un hidratante natural de la piel, capryloil glicina e Iris florentina (los cuales juntos regulan la producción de sebo) y Centella asiática (un restaurador).

Sin perfumes y no graso. Lephadosis no precisa ser aclarado tras su uso. Lephadosis puede recomendarse en usuarios de lentes de contacto.


Lephadosis puede utilizarse en niños a partir de 3 meses.

Modo de empleo:

1. Higiene de párpados y pestañas:


Abra el sobre y despliegue la toallita. Con el ojo cerrado, aplique con suavidad la toallita sobre los párpados y la base de las pestañas.

Efectúe un suave masaje en los párpados realizando movimientos circulares para eliminar costras, secreciones o maquillaje.



2. Higiene del borde palpebral:

Frente a un espejo, abra el párpado tirando suavemente de las pestañas hacia abajo. Enrolle la toallita y frote suavemente el borde palpebral.



Repita la operación en el ojo contrario usando una toallita nueva.

Usar una media de dos veces al día, mañana y noche.

No precisa aclarado después de su uso.

Precauciones de uso:

Para aplicación cutánea. No aplicar directamente en los ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

El color de la solución que impregna las toallitas puede variar porque contiene extractos vegetales en la formulación.

FR Lephadosis

Lotion nettoyante à haute tolérance.
Hygiène quotidienne des paupières et des peaux sensibles.

Présentation :

30 compresses pré-imbregnées, stériles à usage unique. Pour application cutanée.

Propriétés et indications :

Lephadosis est recommandé pour l'hygiène quotidienne des paupières et des peaux sensibles et pour maintenir l'hygiène des paupières avant et après une chirurgie ophthalmique.

Lephadosis nettoie impuretés, croûtes et maquillage présents sur les paupières et la peau sans irriter les yeux ni agresser les couches externes de l'épiderme.

Tout en nettoyant efficacement, la formule de Lephadosis a été spécifiquement étudiée pour hydrater les couches superficielles de la peau et régénérer les épidermes sensibles grâce à la présence d'acide hyaluronique (hydratant naturel de la peau), de capryloyl glycine (séborégulateur), d'Iris florentina (séborégulateur), et de Centella asiatica (restaurateur).

Non parfumé, non gras, Lephadosis, ne nécessite pas de rinçage après utilisation.


Lephadosis peut être recommandé aux porteurs de lentilles de contact.

Lephadosis peut être utilisé chez les enfants de plus de 3 mois.

Mode d'emploi :


1. Hygiène des paupières et des cils :

Ouvrir le sachet et déplier la compresse située à l'intérieur. L'œil fermé, appliquer délicatement la compresse sur les paupières et sur la base des cils. Masser délicatement les paupières par de petits mouvements circulaires pour éliminer en douceur croûtes, sécrétions et maquillage.



2. Hygiène du bord libre palpébral :

Face à un miroir, ouvrir doucement la paupière en tirant légèrement sur les cils. Frotter délicatement le bord libre palpébral à l'aide d'une compresse enroulée sur elle-même.



Répéter l'opération pour l'autre œil, en utilisant une nouvelle compresse.

En moyenne deux fois par jour, matin et soir.

Ne nécessite pas de rinçage après utilisation.

Mise en garde particulière :

Pour application cutanée. Ne pas appliquer directement dans les yeux.

Maintenir hors de portée des enfants.

La coloration de la solution d'imprégnation des lingettes peut varier en raison de la présence d'extraits de plantes dans la formulation.

Ingredients / Ingrédients / Ingredienti :

Aqua, PEG-8, Poloxamer 184, Polysorbate 20, Capryloyl glycine, Propylene glycol, PEG-6 caprylic/capric glycerides, Centella asiatica extract, Alcohol, Dipotassium phosphate, Sodium hydroxide, Iris florentina root extract, Potassium phosphate, Zinc sulfate, PPG-5-Ceteth-20, Retinyl palmitate, Sodium hyaluronate.

Manufacturer / Fabricante / Fabricant :

LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND

Cedex 2 - FRANCE / FRANCIA

Tél. +33 (0)4 73 98 14 36